

LA MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX : NOTRE SAVOIR FAIRE DEPUIS 1957



CATALOGUE SECTEUR : GYNÉCOLOGIE


QUI SOMMES-NOUS ?

Entreprise familiale, le Laboratoire Huckert's International développe, fabrique et commercialise des désinfectants et des cosmétiques uniques, **totalemtent sécuritaires** et de haute performance pour l'ensemble de vos process de nettoyage et de désinfection.

La renommée de notre laboratoire repose sur la qualité et la technicité de ses produits, le dynamisme de ses équipes et sur l'équilibre subtil entre **la chimie fine et la force des plantes**.



POURQUOI DÉSINFECTER ?



POURQUOI DÉSINFECTER ?

À température idéale et en présence de nutriments, les micro-organismes se répliquent toutes les 20 minutes. Ainsi, une très petite quantité de germes pathogènes, originaires d'une source contaminée (mains, nez, bouche, yeux, surface, équipements et dispositifs) peut engendrer une contamination croisée fongique, virale ou bactérienne, et être à la source d'une infection.

Il est primordial d'éliminer tout risque de contamination par des procédures de lavage et de désinfection efficaces et maîtrisées tout au long de la chaîne de soins. Seul un contrôle méticuleux peut garantir la sécurité de la responsabilité professionnelle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un produit dangereux n'est pas gage d'un produit performant : des **normes européennes** vous permettent d'apprécier l'efficacité de vos produits. Les conditions de tests doivent se rapprocher au plus près des conditions réelles d'utilisations, et aller au-delà des simples tests d'efficacité en suspension (en phase liquide).

«On ne désinfecte bien que ce qui est propre»: **alcool, composés chlorés, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, soude caustique** ou de nombreux désinfectants n'ont **aucune propriété détergente**. Leur performance de désinfection est affectée par la présence de saoullure protéique ou autres interférents et par leur température d'utilisation.

NOTRE MISSION

Expert en bio-décontamination et désinfection de haut niveau. Notre mission est d'assurer une désinfection sans faille sur l'ensemble de la flore pathogène même en conditions d'interférences (**bactéries, levures, champignons, mycobactéries, spores, virus nus et virus enveloppés**) sans provoquer d'effets secondaires indésirables.

“ *Ne remplacez pas un danger biologique par un risque chimique* ”



RESPECTUEUX DE
L'OPÉRATEUR



RESPECTUEUX DE
LA PATIENTE



RESPECTUEUX DU
MATÉRIEL



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Nos produits sont **sans CMR, sans perturbateur endocrinien** et ne présentent **aucun risque de corrosion, de brûlure ou de vapeur toxique**.

**pH
neutre**

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Nous nous sommes toujours engagés à **fabriquer et contrôler nos Biocides selon les mêmes exigences que nos Dispositifs Médicaux**. L'ensemble de nos biocides répondent à la **réglementation Européenne Biocide N°528/2012**.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Le développement durable fait partie intégrante du système de management de la qualité de notre laboratoire.

Nous recherchons avant tout à faire adhérer nos collaborateurs à nos **valeurs d'entreprise familiale. Qualité, santé, éthique sont au coeur de toutes nos démarches.**

Allant du caractère non nocif de nos produits pour L'OPME (Opérateur, Patient, Matériel, Environnement) à la réduction de notre impact environnemental dictée par notre activité.

Afin de maîtriser les risques environnementaux, nous suivons **la voie de l'amélioration continue** car rien n'est jamais acquis. Nous **analysons, évaluons, estimons et améliorons l'impact sur l'environnement.**



- ✓ **Aucun rejet toxique ou dangereux** pour l'environnement dans les étapes du processus de fabrication de nos produits.
- ✓ **Respectueux de l'environnement.**
- ✓ Des formulations enrichies en **huiles essentielles** et extraits concentrés de **plantes médicinales.**
- ✓ «De la désinfection à froid» pour une **facilité et rapidité d'action.**
- ✓ Des vaporisateurs prêts-à-l'emploi **sans gaz propulseur.**
- ✓ Une **vaste gamme** de produits concentrés.
- ✓ Des emballages entièrement **recyclables.**
- ✓ Une cotisation pour le **traitement des déchets recyclés.**
- ✓ Des systèmes **économiques** de mélange et dosage **automatique** « ECONOMATIC ».
- ✓ Des qualités constantes et traçables.

100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES

 **CARTONS,
EMBALLAGES ET
LINGETTES RECYCLABLES.
PENSEZ À TRIER VOS
DÉCHETS!**

L'INNOVATION EN DÉSINFECTION À FROID



UMONIUM³⁸
maître en désinfection



**SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE**



**100%
EMBALLAGES
RECYCLABLES**





* Sous réserve de disponibilité de la matière première.

UN DÉSINFECTANT ADAPTÉ À CHACUN DE VOS BESOINS

Il aura fallu 38 tentatives pour obtenir la formule qui associe **performance, rapidité, stabilité, aucun risque chimique et pH neutre.**

La formulation de l'UMONIUM³⁸ démontre un spectre d'activité considérablement plus large. Les **temps de contact sont courts et réalistes**. Les **concentrations d'utilisation sont faibles**. Le caractère tensioactif de la formule permet à la fois une **action puissante** de détergence, de désinfection de haut niveau et l'élimination du film gras, protéique et du biofilm, par trempage, circulation de flux, essuyage humide, vaporisation, projection de mousse... À froid comme à chaud.

Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium



Non toxique



Ininflammable



Sans vapeur
dangereuse

**NOUS OFFRONS L'ALTERNATIVE
AUX PRODUITS CHIMIQUES
DANGEREUX ET CORROSIFS**

**pH
neutre**

✓ **FORMULE SANS**
→ COMPOSANT CMR
→ PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS DISPOSITIFS MÉDICAUX

Le Laboratoire Huckert's International est en cours de procédure de **certification au règlement MDR (UE) 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport à la directive 93/42/CEE et contient de nouvelles règles de classifications. Les améliorations majeures incombant à ce nouveau règlement sont :

- ✓ une évaluation de conformité renforcée (évaluation clinique)
- ✓ une augmentation du suivi post-commercialisation
- ✓ une meilleure traçabilité des produits suite à la mise en place des codes « UDI » (unique device identifier)
- ✓ une gestion des risques renforcée
- ✓ une transparence accrue par la mise en place de la plateforme européenne « EUDAMED »





UNE NOUVELLE CERTIFICATION POUR NOS BIOCIDES

Le Laboratoire Huckert' International a validé la **certification au règlement RPB (UE) 528/2012** relatif aux biocides. Celui-ci concerne un champ de produits élargi par rapport aux autorisations nationales. Afin de vous garantir la meilleure qualité, nous nous sommes toujours engagés à fabriquer et contrôler nos produits biocides selon les mêmes critères d'exigences que nos produits de statut dispositif médical.

La conformité à ces nouvelles réglementations du système qualité du Laboratoire Huckert's International est la garantie de l'excellence de l'ensemble de nos produits pour le traitement de vos dispositifs médicaux et biocides.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE

NORME CADRE EN 14885 : 2022

SITUATIONS & CONDITIONS DE LABORATOIRE	RÉDUCTION BACTÉRIES	RÉDUCTION FONGIQUE	RÉDUCTION VIRUS	RÉDUCTION MYCOBACTÉRIES	RÉDUCTION SPORES	PERFORMANCE DE DÉSINFECTION
PHASE 1 ESSAI DE SCREENING 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	PERFORMANCE FAIBLE ★ Évaluation artificielle
PHASE 2 étape 1 ESSAI EN SUSPENSION 	99.9999% 5 log EN 1276 EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99.990% 4 log EN 1650 EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	99.990% 4 log EN 14476 EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i> <i>Vaccinia virus</i>	99.990% 4 log EN 14348 EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	3 log EN 13704 <i>Bacillus subtilis</i> 99.990% 4 log EN 17126 <i>Bacillus subtilis</i> & <i>Bacillus cereus</i> <i>Clostridioïdes difficile</i>	PERFORMANCE INTERMÉDIAIRE ★★ Validation limitée
PHASE 2 étape 2 ESSAI EN CONDITION SÈCHE 	99.990% 4 log EN 13697 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> 99.9999% 5 log EN 17387 EN 14561 EN 16615 <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. hirae</i>	99.990% 4 log EN 13697 EN 17387 EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i> EN 16615 <i>C. albicans</i>	99.990% 4 log N/A EN 16777 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> EN 17111 <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> (<i>Parvovirus</i> > 40° C)	99.990% 4 log N/A EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	99.990% 4 log EN 17846 <i>Clostridioïdes difficile</i>	HAUTE PERFORMANCE ★★★ Validation proche des conditions pratiques
PHASE 3 ESSAI EN CONDITION PRATIQUES 	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE	TRÈS HAUTE PERFORMANCE ★★★★ Validation en condition pratique

EN = Standard Normatif Européen

EN XXX = DM/Instruments

EN XXXX

= Biocides

EN XXXX

= Action mécanique

N/A = Non Applicable

POURQUOI UTILISER NOS PRODUITS ?



UMONIUM³⁸
maître en désinfection

NOS SOLUTIONS DÉSINFECTANTES ISSUES DE LA CHIMIE FINE



LARGE SPECTRE
BACTÉRICIDE, LEVURICIDE,
MYCOBACTÉRICIDE,
VIRUCIDE & SPORICIDE



SÉCURITAIRES
SANS SUBSTANCE CMR
OU PERTURBATEUR
ENDOCRINIEN



SANS RÉSIDU
APRÈS RINÇAGE




TEMPS DE
CONTACTS
RÉALISTES



STABLES



ININFLAMMABLES



NON CORROSIVES



SANS VAPEUR
DANGEREUSE



NON POLLUANTES



SURFACTANTS

NOS SOLUTIONS DERMATOLOGIQUES ISSUES DES PLANTES MÉDICINALES

PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S



NON POLLUANT



TEXTURE NON
COLLANTE



GELS HYDROALCOOLIQUES
EFFICACES CONTRE MRSA
ET CORONAVIRUS



SÉCURITAIRES
INGRÉDIENTS SÉLECTIONNÉS
PARMI LES PLUS
SÉCURITAIRES



USAGES
FRÉQUENTS



POUR TOUTE
LA FAMILLE



TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT



PARFUM 100%
NATUREL



PEAUX FRAGILES



FORMULES AUX
HUILES ESSENTIELLES

AU SERVICE DE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ



Qu'il s'agisse de suivi gynécologique ou d'obstétrique, d'acte en cabinet ou d'intervention en établissement de santé, l'impératif de la gestion du risque infectieux ne doit pas faire oublier le risque chimique.

Les perturbateurs endocriniens seraient en grande partie responsables de dysfonctionnements hormonaux, des troubles de l'ovulation et de la fertilité ; Il semble de ce fait, tout à fait impensable et déplacé d'utiliser des produits présentant le moindre risque chimique lors de suivi gynécologique.

La désinfection de l'ensemble des dispositifs médicaux intervenant en obstétrique ne devrait également être réalisée qu'à l'aide de produit sécuritaire, ne présentant pas de risque pour le fœtus et la patiente.

ÉCHOGRAPHIE



Prêtes à l'emploi, inodores et à PH neutre, les lingettes **UMONIUM³⁸ PROBES** sont l'assurance d'une désinfection de haute performance et sécuritaire entre 2 patientes en accord avec les recommandations et le nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux (UE)2017/745.


Leur **innocuité, validée** jusqu'en environnement embryonnaire et leur **absence de repro-toxicité**, permet une utilisation totalement sécuritaire **lors de suivi Gynécologique, obstétrique ou en FIV/AMP** lors d'échographie d'échoguidage ou de contrôle .

Le protocole d'une grande simplicité, et la qualité exceptionnelle des lingettes offre un confort de travail inégalé sans risque chimique ou inconfort pour l'opérateur et la patiente.

UNITÉ CLINIQUE

La maîtrise du risque infectieux est un impératif, mais Il est également inconcevable de recourir à des produits standards et ne pas prendre en compte les risques de repro-toxicité, ou de toxicité pour le fœtus que représentent les produits utilisés.

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS est un produit **détergent-désinfectant de haut niveau** spécialement adapté. Il est utilisable sur l'ensemble des surfaces, les équipements, les dispositifs médicaux les plus sensibles et l'instrumentation. Il ne contient **aucune substance CMR, ni perturbateur endocrinien**, et son innocuité est validée jusqu'en environnement embryonnaire.



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS



NOS SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE MÉTIER

1L = 40 L
solution de
désinfection



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS



Dispositif Médical Classe IIb

500
vaporisation
= 100 m²



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS SPRAY



Dispositif Médical Classe IIb

1 Lingette
= 3 m²



UMONIUM³⁸
NEUTRALIS TISSUES



Dispositif Médical Classe IIb



UMONIUM³⁸
PROBES




Dispositif Médical Classe IIb

SOLS, SURFACES ET ÉQUIPEMENTS

Particulièrement recommandée **pour les environnements à hauts risques**, la gamme **UMONIUM³⁸ NEUTRALIS** vous propose des produits de statut **dispositif médical sans parfum** et d'une grande innocuité (tests spécifiques de biotoxicité, innocuité **validée jusqu'en environnement embryonnaire**)

Répondant au **double enjeu de performance et d'innocuité**, il valide les plus **hautes normes de performance** tout en **répondant aux tests de repro-toxicité et d'embryo-toxicité**. Il s'utilise pour les phases de pré-désinfection et de désinfection de l'ensemble des surfaces, des équipements et des dispositifs médicaux invasifs et non invasifs les plus sensibles.



FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Solution concentrée à diluer à 0,5% ou 2,5% pour une application par trempage ou essuyage humide.
- ✓ 1L de concentré permet 200L de solution diluée (0,5%).
- ✓ 1L = 40 L de solution de désinfection

CONDITIONNEMENTS

1L et 5L

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Instruments
- ✓ Dispositifs médicaux invasifs et non invasifs
- ✓ Protocole fin de journée
- ✓ Équipements
- ✓ Surfaces basses et hautes

TEMPS DE CONTACT

10 minutes.

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Spray prêt à l'emploi avec double embout (vaporisation fine ou en mousse) pour une application par essuyage humide.
- ✓ 500 ml permet de traiter une surface de 100 m².

CONDITIONNEMENTS

500 ml

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Surfaces basses et hautes
- ✓ Équipements
- ✓ Dispositifs médicaux
- ✓ Hottes à flux laminaire
- ✓ Incubateurs

TEMPS DE CONTACT

5 minutes.

HIGH LEVEL DISINFECTION

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm)

CONDITIONNEMENTS

Pochette unidose et boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm).

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Ensemble des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non invasifs
- ✓ Hottes à flux laminaire
- ✓ Incubateurs

TEMPS DE CONTACT

5 secondes.

HIGH LEVEL DISINFECTION

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi pour une application par essuyage humide.
- ✓ Une lingette (20 x 20 cm) permet de traiter une surface de 3 m².
- ✓ Boîte distributrice 2 x 50 lingettes unitaires.

CONDITIONNEMENTS

Boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm) et boîte distributrice (2 x 50 lingettes unidoses)

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Traitement des sondes endovaginales pour le suivi gynécologique et échoguidage
- ✓ Sondes d'échographie

TEMPS DE CONTACT

5 secondes.



LINGETTES SÈCHES

100 lingettes sèches à utiliser en complément de notre gamme **UMONIUM³⁸ NEUTRALIS SPRAY**. Lingettes à usage unique de **haute résistance** pour une application sur l'ensemble des surfaces et des dispositifs médicaux

Ecologiques et 90 % **biodégradables** après 45 jours et 100 % après 76 jours, nos lingettes sont **respectueuses** de l'environnement. Recommandable pour les environnements contrôlés ISO 5 - 8.



**ABSORBENT: 1150%
EXTRA STRONG**

FORMAT ET CAPACITÉ

- ✓ Lingettes prêtes à l'emploi
- ✓ Boîte distributrice de 100 lingettes

COMPOSITION


- ✓ Pulpe de bois (51 %) et Viscose (49 %)

CONDITIONNEMENTS

Boîte distributrice de 100 lingettes (20 x 20 cm)

EX. D'APPLICATIONS (NETTOYAGE ET DÉSINFECTION)

- ✓ Ensemble des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non invasifs (PSM, paillasse, incubateurs, équipement ICSI...)



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
genesis



100%

**EMBALLAGES
RECYCLABLES
EN MATIÈRE
VÉGÉTALE***

GEL HYDROALCOOLIQUE

**FORMULE INODORE ENRICHIE
EN ACTIFS ÉMOLLIENTS**

L'utilisation répétée de solutions hydroalcooliques provoque un dessèchement profond de la couche cornée. La peau perd son élasticité et la moindre traction peut engendrer une déchirure du tissu épidermique. La gestion des contaminations croisées passent d'abord par une désinfection des mains.

Enrichi en actifs émollissants, hydratants et régénérants, **PHYTOGEL** By HUCKERT'S[®] **genesis** hydrate en profondeur tout en vous garantissant une désinfection de grade hygiénique et chirurgical.



POUR QUI ?

- ✓ Toutes les mains qui ont besoin d'être désinfectées



**DÉSINFECTION
HYGIÉNIQUE**

➔ Validée dès **30 sec.**





**DÉSINFECTION
CHIRURGICALE**

➔ Validée dès **3 min.**

CONDITIONNEMENTS

100 ml, 400 ml et 1L.

NOM	PHOTO(S)	ARTICLE N°	DÉSIGNATION	CARTON
		PF 15515	Easydose 25 ml	2 x 50 pieces
		PF 12510	Flacon doseur 1L	12 x 1L
		PF 12512	Bidon de 5L avec pompe	4 x 5L
		EMB 0013 - 0,5%	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 0,5 %	1 pièce
		EMB 0013 - 2.5 %	Pompe ECONOMATIC kit complet - Dosage 2.5 %	1 pièce
		EMB 5101	Support en inox pour 5L	1 pièce
		PF 12608	Flacon vapo 500 mL	20 x 500 mL
		EMB 0099	100 serviettes UMONIUM ³⁸ Wipes	12 pièces
		PF 10769	Boîte de 100 coupons (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10779	500 pochettes individuelles (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF 10800	Boîte de 100 lingettes (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 12800	Boîte distributrice	2 x 50 pièces
		PF 20805	Flacon de poche 100 mL	28 x 100 mL
		PF 20810	Flacon 400 mL	15 x 400 mL
		EMB 6100	Support en inox pour flacon de 400 mL	1 pièce
		EMB 1253	Distributeur mural automatique	1 pièce
		EMB 1252	Distributeur mural manuel	1 pièce
		PF 20822	Recharge 1L distributeur manuel et automatique	11 x 1L



WHEN SCIENCE MEETS SAFETY



BELGIUM

20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

GD LUXEMBOURG

177 Rue du Luxembourg
L 8077 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60

ITALY

20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87

FRANCE

91 rue Nationale
59000 Lille
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

SWITZERLAND

9 Rue de la Grotte
1001 Lausanne
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

SINGAPORE

9 Raffles Place,
#18-21 Republic Plaza II, Singapore 048619
Tel.: +65 983 45 333