

## KONTROLLE DES INFektionsRISIKOS : UNSER KNOWHOW SEIT 1957




**KATALOG FÜR DIE NEONATOLOGIE**

# ÜBER UNS

Das **Familienunternehmen** Laboratoire Huckert's International entwickelt und vermarktet einmalige, **absolut sichere** und hochwirksame Desinfektionsmittel und Kosmetikprodukte für alle Ihre Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.

Unser Labor verdankt seinen Erfolg der Qualität und technischen Ausgereiftheit seiner Produkte, seinen dynamischen Teams und dem subtilen Gleichgewicht zwischen **der Feinchemie und der Kraft der Pflanzen**.



## WARUM DESINFIZIEREN?



### WOZU DESINFIZIEREN?

BEI idealer Temperatur und bei Verfügbarkeit von Nährstoffen vermehren sich Mikroorganismen alle 20 Minuten. Auf diese Weise kann eine sehr geringe Menge an pathogenen Keimen, die aus einer kontaminierten Quelle (Hände, Nase, Mund, Augen, Oberfläche, Rohmaterial) herrühren, zu verheerenden lebensmittelbedingten toxischen Infektionen führen.

Es ist daher unerlässlich, jegliches Kontaminationsrisiko vor jedem Eingriff durch wirksame, gezielte Wasch- und Desinfektionsverfahren auszuschließen. Nur eine akribische Kontrolle kann diese Sicherheit im professionellen Bereich garantieren.

### HABEN SIE DAS GEWUSST?

Ein gefährliches Produkt ist kein Garant für Leistung: Europäische Normen ermöglichen es Ihnen, die Wirksamkeit Ihrer Produkte einzuschätzen. Die Testbedingungen müssen möglichst identisch mit den tatsächlichen Gebrauchsbedingungen sein und über einfache Suspensionsversuche (in der Flüssigphase) hinausgehen.

„Nur Sauberes kann man gut desinfizieren“: **Alkohol, Chlor, Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Natronlauge** und zahlreiche Desinfektionsmittel haben keinerlei **Reinigungswirkung**. Ihre Desinfektionsleistung wird durch proteinhaltige Verschmutzungen oder andere Interferenzen und die Gebrauchstemperatur beeinflusst.

# UNSERE MISSION

**Bio-Dekontamination und Desinfektion der Spitzenklasse** sind unser Spezialgebiet. Unsere Mission ist die lückenlose Desinfektion zur Eliminierung sämtlicher Krankheitserreger auch bei Interferenzen (**Bakterien, Hefen, Pilzen, Mycobakterien, Sporen, unbehüllte und behüllte Viren**) ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

“ *Ersetzen Sie eine biologische Gefahr nicht durch eine chemische Gefahr* ”



OHNE GEFAHR FÜR  
DIE **ANWENDER**



OHNE GEFAHR FÜR  
DEN **SÄUGLING**



OHNE GEFAHR FÜR  
DAS **MATERIAL**



UMWELTFREUNDLICH

Unsere Produkte enthalten keine **CMR** und keinen **endokrinen Disruptor** und bringen keinerlei **Gefahr von Verätzung, Verbrennung oder giftigen Dämpfen** mit sich.

pH-  
neutral

✓ **FORMEL OHNE**  
→ **CMR-KOMPONENTE**  
→ **ENDOKRINEN-DISRUPTORN**

Wir achten immer darauf, unsere **Biozide** nach denselben **Anforderungen herzustellen und zu kontrollieren wie unsere Medizinprodukte**. Alle unsere Biozide erfüllen die Anforderungen der **Europäischen Biozid-Verordnung 528/2012**.

# UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT

Nachhaltige Entwicklung ist ein fester Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems unseres Labors.

Unsere **Werte als ein Familienunternehmen, wie z. B. Qualität, Gesundheit und Ethik**, bilden das Herzstück unserer Arbeit und einen alle unsere Mitarbeiter.

Der Umfang unseres Einsatzes erstreckt sich von der Auseinandersetzung mit dem schädlichen Charakter unserer Produkte für OCME (Operator, Consumer, Equipment, Environment) bis hin zu der Reduzierung des durch unsere Tätigkeit bedingten ökologischen Fußabdrucks.

Unsere entschlossenes Engagement für die Umwelt treibt uns immer wieder dazu an, die Auswirkung unserer Tätigkeit zu analysieren, in Frage zu stellen und wirksam zu minimieren.



- ✓ **Während der einzelnen Phasen des Herstellungsprozesses unserer Produkte** werden keine für die Umwelt giftigen oder gefährlichen Stoffe freigesetzt.
- ✓ **Keine Gefahr für die Umwelt.**
- ✓ Formeln, angereichert mit **ätherischen Ölen** und konzentrierten Extrakten aus **Heilpflanzen**.
- ✓ „Kaltdesinfektion“ ist **einfach und schnell**.
- ✓ Gebrauchsbereite Zerstäuber **vollkommen ohne Treibgase**.
- ✓ Ein **großes Sortiment** an konzentrierten Produkten.
- ✓ Verpackungen aus **PE green\*** mit einem **negativen CO2-Fußabdruck** und vollständig **recyclingfähig**.
- ✓ Ein Beitrag für die **Behandlung von recycelten Abfällen**.
- ✓ Günstige und **automatische** Misch- und **Dosierungssysteme** „ECONOMATIC“.
- ✓ Konstante und nachvollziehbare Qualitätsmerkmale.

**100%**  
RECYCLINGFÄHIGE  
VERPACKUNGEN  
AUS ZU



WIEDERWERTBARE  
KARTONS, VERPACKUNGEN  
UND TÜCHER. BITTE  
TRENNEN SIE IHREN MÜLL!

\* Vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Rohstoffes.

# INNOVATION UND KALTDESINFEKTION



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
master in disinfection



OHNE RÜCKSTÄNDE  
NACH DEM ABSPÜLEN





\* Vorbehaltlich der Verfügbarkeit des Rohstoffes.

## EIN DESINFEKTIONSMITTEL FÜR JEDEN BEDARF

38 Versuche waren nötig, um **Leistung, Tempo, Stabilität** und einen **neutralen pH-Wert** in einer Formel zu vereinen.

Die Formel von UMONIUM<sup>38</sup> bietet ein bedeutend breiteres Wirkungsspektrum. Die **Kontaktzeiten sind kurz und realistisch**. Die **Gebrauchskonzentrationen sind gering**. Der Tensidcharakter ermöglicht der Formel zugleich eine **starke Wirksamkeit** bei der Reinigung und eine hohe Leistung bei der Desinfektion und Entfernung von Fett-, Protein- und Biofilm durch Eintauchen, Flüssigkeitszirkulation, feuchtes Abwischen, Verdampfen, Sprühschaum... sowohl bei kalter als auch bei heißer Anwendung.

### Isopropyl-Tridecyl-Dimethylammonium



Ungiftig



Nicht brennbar



Ohne gefährliche Dämpfe

WIR BIETEN DIE ALTERNATIVE  
ZU GEFÄHRLICHEN UND ÄTZENDEN  
CHEMISCHEN PRODUKTEN

pH-  
neutral

✓ FORMEL OHNE  
→ CMR\*-KOMponente  
→ ENDOKRINEN-DISRUPTOR

## NEUE ZERTIFIZIERUNG FÜR UNSERE MEDIZINPRODUKTE

Laboratoire Huckert's International wird 2023 gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 zertifiziert. Diese betrifft ein im Vergleich zur Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG erweitertes Produktsortiment und enthält neue Klassifikationsregeln. Diese neue Verordnung enthält vor allem folgende Verbesserungen:

- ✓ eine verstärkte Konformitätsprüfung (klinische Prüfung)
- ✓ eine verstärkte Weiterbeobachtung nach der Markteinführung
- ✓ eine bessere Rückverfolgbarkeit der Produkte mittels „UDI“-Codes (unique device identifier)
- ✓ ein verbessertes Risikomanagement
- ✓ eine erhöhte Transparenz dank Einführung der europäischen Plattform „EUDAMED“

Die Konformität des Huckert's International Laboratory mit der Zertifizierung gewährleistet die Exzellenz und Qualität immer besserer Desinfektionsmittel für medizinische Geräte.

# ERWIESENE WIRKSAMKEIT

SITUATIONEN & BEDINGUNGEN IM LABOR		VERRINGERUNG VON BAKTERIEN	VERRINGERUNG VON PILZEN	VERRINGERUNG VON VIREN	VERRINGERUNG VON MYCOBAKTERIEN	DESINFIZIERUNGSLEISTUNG
PHASE 1	<b>SCREENING-VERSUCH</b> 	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	SCHWACHE LEISTUNG ★ Künstliche Beurteilung
	<b>SUSPENSIONSVERSUCH</b> 	<b>99,999 % 5 Log</b> <b>EN 1276</b> <b>EN 13727</b> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>EN 1650</b> <b>EN 13624</b> <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>EN 14476</b> <b>EN 14476</b> <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus murin</i>	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>EN 14348</b> <b>EN 14348</b> <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	MITTLERE LEISTUNG ★★ Begrenzte Beurteilung
	<b>VERSUCH UNTER TROCKENEN BEDINGUNGEN</b> 	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>EN 13697</b> <b>99,999 % 5 Log</b> <b>EN 17387</b> <b>EN 14561</b> <b>EN 16615</b> <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>EN 13697</b> <b>EN 17387</b> <b>EN 14562</b> <b>EN 16615</b> <i>C. albicans</i> <i>A. brasiliensis</i>	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>NA</b> <b>EN 16777</b> <b>EN 17111</b> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i> <i>Vaccinia virus</i> <i>Parvovirus</i>	<b>99,990 % 4 Log</b> <b>NA</b> <b>EN 14563</b> <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HOHE LEISTUNG ★★★ Beurteilung unter praxisnahen Bedingungen
	<b>VERSUCH UNTER PRAXIS-BEDINGUNGEN</b> 	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	SEHR HOHE LEISTUNG ★★★★ Validierung unter Praxisbedingungen

RAHMENNORM EN 14885: 2022

EN = Europäische Norm  
NA = Nicht anwendbar

**EN XXX** = Medizinprodukte/  
Instrumente

**EN XXX** = Biozide

**EN XXX** = Mechanische  
Einwirkung

# WARUM SIE UNSERE PRODUKTE VERWENDEN SOLLTEN



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
master in disinfection

## UNSERE DESINFEKTIONS-LÖSUNGEN AUS FEINCHEMICALIEN



**BREITSPEKTRUM**  
BAKTERIZID, LEVURIZID,  
MYOBAKTERIZID,  
VIRUZID & SPORIZID



**SICHER**  
OHNE CMR-SUBSTANZ  
ODER ENDOKRINEN  
DISRUPTOR



**OHNE RÜCKSTÄNDE**  
NACH DEM ABSPÜ-  
LENN



**REALISTISCHE**  
KONTAKTZEITEN



**STABIL**



**NICHT BRENNBAR**



**NICHT ÄTZEND**



**OHNE**  
GEFÄHRLICHE  
DÄMPFE




**NICHT**  
VERSCHMUTZEND



**OBERFLÄCHENAKTIV**

## UNSERE DERMATOLOGISCHEN LÖSUNGEN AUS HEILPFLANZEN



**NICHT**  
VERSCHMUTZEND



**NICHT KLEBRIGE**  
TEXTUR



**HYDROALKOHOLISCHE GELE**  
WIRKSAM GEGEN MRSA  
UND CORONAVIRUS



**SICHER**  
AUSGEWÄHLTE  
INHALTSSTOFFE DIE ZU DEN  
SICHERSTEN GEHÖREN



**HÄUFIGE**  
ANWENDUNGEN



**FÜR DIE GANZE**  
FAMILIE



**DERMATOLOGISCH**  
GETESTET



**100 %**  
NATÜRLICHER  
DUFTSTOFF



**EMPFINDLICHE**  
HAUT



**FORMELN AUS ÄTHE-**  
RISCHEN ÖLEN

# IM DIENSTE IHRES TÄTIGKEITSBEREICHES



## NEONATOLOGIE-ABTEILUNG

Das Risiko von nosokomialen Infektionen ist hier aufgrund des nicht ausgereiften Immunsystems des Neugeborenen (vor allem bei extrem Frühgeborenen), das sie anfälliger für virale oder bakterielle Infektionen der Atemwege macht, besonders groß. Allerdings ist die Verwendung von Standarddesinfektionsmitteln in diesen Abteilungen, in denen das chemische Risiko nicht anstelle des biologischen Risikos treten darf, undenkbar.

Die Produktemüssen sorgsam ausgewählt werden, damit dem Säugling keine Unannehmlichkeiten entstehen. Sie dürfen die Haut oder die Atemwege nur so geringfügig wie möglich gefährden und keine **CMR-Stoffe (krebserregende, mutagene, reproduktionstoxische Stoffe)** oder endokrinen Disruptoren enthalten.

Laboratoire Huckert's International, spezialisiert auf Umgebungen mit hohem Risiko, hat die Produktreihe **UMONIUM<sup>380</sup> NEUTRALIS** entwickelt, für die internationale Studien durchgeführt wurden und die sowohl die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit als auch an die Sicherheit erfüllen.



## SÄUGLINGSNAHRUNGSZUBEREITUNG UND HUMANMILCHBANK

Die Produktreihe **UMONIUM<sup>380</sup> MASTER FOOD** bietet neue lebensmittelverträgliche Vollspektrum-Reinigungs- und Desinfektionsmittel für den Kontakt mit Lebensmitteln an, die absolut sicher sind und insbesondere in der Abteilung zur Zubereitung von Säuglingsnahrung empfohlen werden (Studie SF2H 2019 Frankreich).

Geruchlos, farblos, chemisch unbedenklich (keine CMRs, keine endokrinen Disruptoren), nicht ätzend (pH-neutral), nicht entzündlich und bemerkenswert stabil - die Produktreihe **UMONIUM<sup>380</sup> MASTER FOOD** erfüllt die höchsten Anforderungen an die Effizienz. Sie beseitigt sämtliche Krankheitserreger und den Biofilm, ohne nach dem Abspülen irgendwelche Rückstände zu hinterlassen.



## BLOCS/REANIMATIONSRÄUME.

Sämtliche Oberflächen und medizinischen Geräte, die unmittelbar mit der Neonatologieabteilung zu tun haben, müssen zwingend mit Produkten der Stufe Medizinprodukte gereinigt und desinfiziert werden, die an Umgebungen mit hohem Risiko angepasst sind.

Sie dürfen für den Fötus oder das Neugeborene keine chemischen Gefahren darstellen, die ihm schaden könnten.



## ULTRASCHALLUNTERSUCHUNG

Es wurden neue Empfehlungen zur Desinfektion von Endovaginalsonden herausgegeben, doch die Verwendung von Produkten wie Chlordioxid oder Peressigsäure ist unvereinbar mit derart sensiblen Vorgängen wie der Geburtshilfe.

Die Feuchttücher **UMONIUM<sup>380</sup> PROBES** stellen eine hervorragende Alternative dar; **ohne CMR-Komponenten oder endokrine Disruptoren**, entsprechen sie den höchsten Leistungsstandards bei allen Krankheitserregern. Ihre Unbedenklichkeit wurde bis in die Embryonalumgebung mit Hilfe eines einfachen Anwendungsprotokolls bestätigt.



## HANDHYGIENE UND KÖRPERPFLEGE NEUGEBORENE

Die Handhygiene des Personals und vor allem die von Säuglingen oder sehr kleinen Frühgeborenen darf nur mit Spezialprodukten durchgeführt werden, die für das Neugeborene nicht das geringste Risiko aufweisen.

Die Produktreihe **PHYTOGEL** von **HUCKERT'S® genesis** 100 % natürlich (Hydroalkoholisches Gel) wurde speziell entwickelt.

Körperpflege für Säuglinge und Frühgeborene: [Sortiment in Kürze](#).

# UNSERE AUF IHREN BERUF ZUGESCHNITTENEN SPEZIALLÖSUNGEN



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MASTER FOOD**



Biozid TP2 & TP4



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MASTER FOOD SPRAY**



Biozid TP2 & TP4



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MASTER FOOD TISSUES**



Biozid TP2 & TP4

## UNSERE BIOZIDE FÜR OBERFLÄCHEN, DIE MIT LEBENSMITTELN IN BERÜHRUNG KOMMEN

Speziell für Oberflächen entwickelt, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, bietet Ihnen das Sortiment UMONIUM<sup>38</sup> MASTER FOOD Biozide ohne Duftstoffe oder ätherische Öle. Es entspricht der neuen Europäischen Biozid-Verordnung Nr. 528/2012 und eignet sich perfekt für die tägliche Anwendung auf Oberflächen und Ausrüstungen, die HACCP-kritischen Punkten unterliegen.

Reinigungsmittel - Desinfektionsmittel und fettlösende Mittel, unsere Produkte sind stabil, pH-neutral, sicher (nicht brennbar, keine Gefahr von Verätzung, Verbrennung oder giftige Dämpfen) und enthalten keine CMR-Komponente und keinen endokrinen Disruptor. Sie sind wirksam gegen sämtliche Krankheitserreger, erfüllen die Anforderungen der strengsten Europäischen Normen und hinterlassen keinerlei Rückstände nach dem Abspülen.



Nonfood Compounds  
D1



Strahlensteril, Doppelverpackung: nach Vereinbarung lieferbar

### FORMAT UND INHALT

- ✓ Konzentrierte Lösung zum Verdünnen auf 0,5 % oder 2,5 % zur Anwendung durch Eintauchen oder feuchtes Abwischen.
- ✓ 1L Konzentrat ergibt 200 l verdünnte Lösung (0,5 %).


### VERPACKUNGSGRÖSSEN

25ml, 1 l, 5 l und 25 l

### ANWENDUNGSBEISPIELE (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Babyflaschen
- ✓ Flaschenwärmer
- ✓ Milchpumpe
- ✓ Wiegegeräte.
- ✓ Kühlschrank/Gefrierschrank

### KONTAKTZEIT



### FORMAT UND INHALT

- ✓ Gebrauchsfertiges Spray mit Doppeldüse (Feinzerstäuber oder Schaum) zur Anwendung durch feuchtes Abwischen.
- ✓ 500 ml reichen aus für die Behandlung einer Oberfläche von 100 m<sup>2</sup>.


### VERPACKUNGSGRÖSSEN

500 ml.

### ANWENDUNGSBEISPIELE (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Babyflaschen
- ✓ Flaschenwärmer
- ✓ Milchpumpe
- ✓ Wiegegeräte.
- ✓ Kühlschrank/Gefrierschrank

### KONTAKTZEIT



### FORMAT UND INHALT

- ✓ Gebrauchsfertige Feuchttücher zum feuchten Abwischen.
- ✓ Ein Feuchttuch (20 x 20 cm) reicht aus zur Behandlung von 3 m<sup>2</sup> Oberfläche.

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

Spenderbox mit 100 Feuchttüchern (20 x 20 cm).

### ANWENDUNGSBEISPIELE (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Babyflaschen
- ✓ Flaschenwärmer
- ✓ Milchpumpe
- ✓ Wiegegerät.
- ✓ Kühlschrank/Gefrierschrank

### KONTAKTZEIT





**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**NEUTRALIS**



Medizinprodukt der Klasse IIb



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**NEUTRALIS SPRAY**



Medizinprodukt der Klasse IIb



**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**NEUTRALIS TISSUES**



Medizinprodukt der Klasse IIb

## UNSERE MEDIZINISCHEN HILFSMITTEL FÜR DIE HEIKELSTEN UMGEBUNGEN

Die Produktlinie **UMONIUM<sup>38</sup> NEUTRALIS** wird **besonders für Hochrisikobereiche** empfohlen und bietet Ihnen medizinische Hilfsmittel ohne Duftstoffe oder ätherische Öle, deren **GESAMTE** Sicherheit bis in die Embryonalumgebung **bestätigt wurde** (Validierung des Mausembryo-Assays und des Assays zur Überlebensfähigkeit menschlicher Spermien). Gemäß **der Medizinprodukterichtlinie DE 93/42 EWG** (Anhang II, außer §4), eignet es sich perfekt für den täglichen Gebrauch für Oberflächen und Geräten, die als medizinische Hilfsmittel eingestuft werden, selbst in den heikelsten Umgebungen.

Reinigungsmittel - Desinfektionsmittel, unsere Produkte sind **stabil, pH-neutral, sicher** (nicht brennbar, keine Gefahr von Verätzung, Verbrennung oder giftige Dämpfen) und **enthalten keine CMR-Komponente und keinen endokrinen Disruptor. Sie sind wirksam gegen sämtliche Krankheitserreger**, erfüllen die Anforderungen der strengsten **Europäischen Normen** und hinterlassen **keinerlei Rückstände nach dem Abspülen**.



Strahlensteril, Doppelverpackung: nach Vereinbarung lieferbar

### FORMAT UND INHALT

- ✓ Konzentrierte Lösung zum Verdünnen auf 0,5 % oder 2,5 % zur Anwendung durch Eintauchen oder feuchtes Abwischen.
- ✓ 1L Konzentrat ergibt 200 L verdünnte Lösung (0,5 %).

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

25ml, 1 l und 5 L.

### ANWENDUNGSBEISPIELE (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Brutkästen/Inkubatoren
- ✓ Giraffen/Strahlungstische
- ✓ Wiegen
- ✓ Bildgebungs
- ✓ Instrumente

### KONTAKTZEIT

 10 Minuten.

### FORMAT UND INHALT

- ✓ Gebrauchsfertiges Spray mit Doppeldüse (Feinzerstäuber oder Schaum) zur Anwendung durch feuchtes Abwischen.
- ✓ 500 ml reichen aus für die Behandlung einer Oberfläche von 100 m<sup>2</sup>.

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

500 ml.

### ANWENDUNGSBEISPIELE (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Brutkästen/Inkubatoren
- ✓ Giraffen/Strahlungstische
- ✓ Wiegen
- ✓ Bildgebungs
- ✓ Instrumente

### KONTAKTZEIT

 5 Minuten.

### FORMAT UND INHALT

- ✓ Gebrauchsfertige Feuchttücher zum feuchten Abwischen.
- ✓ Ein Feuchttuch (20 x 20 cm) reicht aus zur Behandlung von 3 m<sup>2</sup> Oberfläche.

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

Einzeldosisbeutel und Spenderbox mit 100 Tüchern (20 x 20 cm).

### ANWENDUNGSBEISPIELE (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Brutkästen/Inkubatoren
- ✓ Giraffen/Strahlungstische
- ✓ Wiegen
- ✓ Instrumente
- ✓ ...

### KONTAKTZEIT

 5 Sekunden.



Medizinprodukt der Klasse IIb

## SONDEN

Die speziell für die Desinfektion von Ultraschallgeräten, Oberflächensonden und endokavitären Sonden entwickelten Feuchttücher von **UMONIUM<sup>38</sup> PROBES** verursachen keine giftigen Dämpfe und töten Keime bereits nach 5 Sekunden ab.



— Strahlensteril, Doppelverpackung: auf Vereinbarung lieferbar —

### FORMAT UND INHALT

- ✓ Gebrauchsfertige Feuchttücher zum feuchten Abwischen.
- ✓ Ein Feuchttuch (20 x 20 cm) reicht aus zur Behandlung von 3 m<sup>2</sup> Oberfläche.


### VERPACKUNGSGRÖSSEN

Einzeldosisbeutel und Spenderbox mit 100 Tüchern (20 x 20 cm).

### ANWENDUNGSBEISP. (REINIGUNG UND DESINFEKTION)

- ✓ Behandlung von Endovaginalsonden für die gynäkologische Nachsorge- und Ultraschalluntersuchung
- ✓ Ultraschallsonden

### KONTAKTZEIT



PHYTOGEL<sup>®</sup>  
By HUCKERT'S  
genesis



## HYDROALKOHOLISCHES GEL

### GERUCHSNEUTRALE FORMEL, ANGEREICHERT MIT WEICH MACHENDEN WIRKSTOFFEN

Die wiederholte Verwendung von hydroalkoholischen Lösungen lässt die hornbildende Schicht tief austrocknen. Die Haut verliert ihre Elastizität und die geringste Zugspannung kann zu einem Riss des epidermalen Gewebes führen.

Mit weichmachenden, feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Wirkstoffen, **PHYTOGEL** von HUCKERT'S<sup>®</sup> **genesis** tiefgehend mit Feuchtigkeit und gewährleistet zugleich eine Desinfektion auf hygienischem und chirurgischem Niveau.



### FÜR WEN?

- ✓ Alle Hände, die desinfiziert werden müssen



**HYGIENISCHE  
DESINFEKTION**

→ Validiert ab **30 Sek.**



**CHIRURGISCHE  
DESINFEKTION**

→ Validiert ab **3 Min.**

### VERPACKUNGSGRÖSSEN

100 ml, 400 ml und 1 l.

NAME	FOTO(S)	ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	KARTON
		PF 15515	Easydose 25 ml	2 x 50 Stück
		PF 12510	Dosierfläschchen 1 l	12 x 1 l
		PF 12512	Behälter 5 l mit Pumpe	4 x 5 l
		PF 12515	Dosierfläschchen 125 l	24 x 125 ml
		PF 12608	Sprühfläschchen 500 ml	20 x 500 ml
		PF 10769	Box mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10773	500 Einzelbeutel (20 x 20 cm)	500 x 1
		PF12615	Easydose 25 ml	2 x 50 Stück
		PF 12505	Dosierfläschchen 1 l	12 x 1 l
		PF 12506	Behälter 5 l mit Pumpe	4 x 5 l
		PF 12504	Dosierfläschchen 125 l	24 x 125 ml
		PF 12507	Behälter 25 l	-
		PF 12520	Sprühfläschchen 500 ml	20 x 500 ml
		PF 10772	Box mit 100 Tüchern (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 10800	Box mit 100 Feuchttüchern (20 x 20 cm)	6 x 100
		PF 12800	Spenderbox	2 x 50 Stück











**ZUFRIEDENHEIT ODER GELD ZURÜCK**

Die Produkte von Laboratoire Huckert's International kommen mit einer **Zufriedenheitsgarantie**.  
Nur ein leidenschaftlicher Hersteller kann Ihnen diese Garantie gewähren.



**BELGIUM**

20 Avenue Lavoisier  
1300 Wavre  
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

**FRANCE**

38 Avenue du Centre  
78230 Le Pecq-sur-Seine  
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

**GD LUXEMBOURG**

177 Rue du Luxembourg  
L 8077 Bertrange  
Tel.: +352 26 39 42 60

**SWITZERLAND**

10 Avenue de Belmont  
1820 Montreux  
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

**ITALY**

20 Via Giulio Natta  
05100 Terni  
Tel.: +39 0744 80 03 87

**SINGAPORE**

16 Raffles Quay, #16-02  
Hong Leong Building Singapore 048581  
Tel.: +65 983 45 333