




**KONTROLLE DES INFektionsRISIKOS:
UNSER KNOW-HOW SEIT 1957**



PRODUKTKATALOG





UMONIUM ^{38®}	Die Innovation in der Kältesinfektion	10
UMONIUM ^{38®}	Europäische Normen	11
UMONIUM ^{38®}	Medizinprodukte - Konzentrate zur Verdünnung	12
UMONIUM ^{38®}	Medizinprodukte - Gebrauchsfertig	14
UMONIUM ^{38®}	Biozide	16
UMONIUM ^{38®}	Raumluftsanierung	18
PHYTOGEL by HUCKERTS®		19
	Übersichtstabelle über die Produkte/Anwendungsgebiete	22

UNSER UNTERNEHMEN



Geschäftssitz - Wavre, 2016

Seit seiner Gründung **1957 durch Charles Huckert** entwickelt und vertreibt Laboratoire Huckert's International hochwirksame Desinfektionslösungen, die dem Anwender, dem Material und der Umwelt höchste Sicherheit gewährleisten.

Laboratoire Huckert's International ist laufend bestrebt, seine Geschäftsfelder weiterzuentwickeln. Der Erfolg dieses Familienunternehmens gründet auf der **Qualität seiner Produkte** und der **Professionalität seines Teams**. Unsere Devise heißt **INNOVATION**.

Seit jeher nutzen wir in unserem gesamten Produktangebot die wohltuende Wirkung ätherischer Öle. Die perfekte Alchemie von Pflanzen und Feinchemie.

Laboratoire Huckert's International hat sich **in den 80er Jahren neu ausgerichtet** und sein internationales Geschäft weiterentwickelt. Heute sind wir **auf allen Kontinenten vertreten**. Diese Entwicklung ging mit einer Spezialisierung des Familienunternehmens auf die Minimierung von Infektionsrisiken einher, insbesondere im medizinischen Bereich, die auch heute unsere wesentliche Unternehmensaktivität ist.

1996 ermöglichten uns die neuen Räumlichkeiten in **Nivelles (Belgien)** die Einführung eines fortschrittlichen Betriebsablaufs in einer kontrollierten Umgebung (Reinraum).



1999 wurde unser Einsatz für die Qualitätssicherung mit den Zertifizierungen **ISO 9001 und 13485 ausgezeichnet**. Seitdem zertifizieren wir die vollständige Nachverfolgbarkeit und Reproduzierbarkeit unserer Medizinprodukte und Biozide.



In dem Bestreben, den Anforderungen seiner Kunden zu entsprechen und noch mehr Kundennähe aufzubauen, hat Laboratoire Huckert's International im Laufe der 2000er Jahre Produktionseinheiten im **Großherzogtum Luxemburg** und in **Frankreich** eröffnet.

Ein weiterer Meilenstein wurde **2014** mit dem Erwerb des mehr als **3 Hektar umfassenden Produktionsgeländes in Wavre (Belgien)** erreicht, auf dem sich unsere gesamte Produktionseinheit und unser Forschungslabor sowie unser Qualitätskontrolllabor befindet.

2015 setzt die Unternehmensleitung ihr Bestreben, die internationale Präsenz weiter zu stärken, fort. Deshalb wurde eine **italienische Niederlassung** gegründet. Für die Laboratoire Huckert's International Niederlassung in Italien wurde ein Gebäude im Zentrum Umbriens erworben.

Im Jahr **2018** erwirbt das Laboratorium ein **neues Gebäude** von über 2.500 m² in der Avenue Lavoisier 31.

Im Jahr **2019** wird das Familienunternehmen seine Entschlossenheit weiter festigen internationale Entwicklung und schafft eine Einheit in **Singapur**.

Damit eröffnen sich neue Dimensionen, die der **3. Generation** des Familienunternehmens neue Zielsetzungen ermöglichen.



Verpackungsbereich - Wavre, 2016

UNSERE MISSION



Als Experte im Bereich der hochwirksamen biologischen Dekontamination und Desinfektion produziert und entwickelt Laboratoire Huckert's International zwei Premium-Produktpaletten; UMONIUM³⁸ für die Desinfektion und PHYTOGEL By HUCKERT'S® für die Hautpflege.

“ Nulltoleranz: Kein Kompromiss bei Qualität und Sicherheit ”

Unsere geprüften und den höchsten europäischen Normen entsprechenden Produkte **sind stabil, sicher und unter allen Umständen wirksam**, selbst unter Störbedingungen.

Unsere Aufgabe ist es, eine **hochsichere Desinfektion der gesamten pathogenen Flora zu garantieren** (Bakterien, Hefen, Pilze, Mykobakterien, Sporen, unbehüllte und behüllte Viren), **ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu verursachen**.


TAUSCHEN SIE DAS BIOLOGISCHE RISIKO NICHT GEGEN EIN CHEMISCHES RISIKO

Laboratoire Huckert's International verfolgt einen **UMWELTVERANTWORTLICHEN** Ansatz und ist bestrebt, Produkte auf den Markt zu bringen, die **für den Anwender, den Patienten, das Material und die Umwelt keinerlei Risiko** darstellen.

Die aus der Feinchemie stammende Produktpalette UMONIUM³⁸ bietet Produkte **ohne CMR-Bestandteile (Karzinogene, Mutagene, reproduktionstoxische Stoffe; Aldehyd, Peroxid, Biguanide, Chlor ...)**, die **biologisch abbaubar und pH-neutral** sind. Effizient, umfassend wirksam und risikofrei verursachen sie keinerlei Reizungen der Haut oder der Lunge, wirken nicht korrosiv auf das Zubehör und sind frei von Auswirkungen auf die Umwelt.



KEINE GEFAHR
FÜR DEN **ANWENDER**



KEINE GEFAHR
FÜR DAS **MATERIAL**



KEINE GEFAHR
FÜR DEN **PATIENTEN**



KEINE GEFAHR
FÜR DIE **UMWELT**

GRUNDLEGENDE WERTE

laboratoire HUCKERT'S
INTERNATIONAL
mastered disinfection

KOSTENEINSPARUNG

LEISTUNG


BIOLOGISCHE
ABBAUBARKEIT

SICHERHEIT

Unsere Produkte enthalten **NIEMALS** KARZINOGENE, MUTAGENE oder REPRODUKTIONSTOXISCHE STOFFE (CMR)

UNSERE STÄRKEN

OPTIMIERUNG DER VERWENDUNG UNSERER PRODUKTE, UM IHRE ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN.



EIN BREITES ANGEBOT AN KONZENTRIERTEN PRODUKTEN

KONTROLLIERTE DOSIERUNGEN

UND DIE ÖKONOMISCHEN SYSTEME ZUR MISCHUNG UND AUTOMATISCHEN DOSIERUNG «ECONOMATIC»



RECYKELBARE REINIGUNGSTÜCHER



SPRAYS
OHNE TREIBHAUSGASE



ZERSTÄUBER
OHNE TREIBGAS



AUF DIE EMPFOHLENE DOSIERUNG EINSTELLBARE PUMPSYSTEME



UNFEHLBARE ZUVERLÄSSIGKEIT



Keinerlei Freisetzung von giftigen oder umweltgefährdenden Stoffen bei der Herstellung unserer Produkte.



Produktformulierungen auf Basis von ätherischen Ölen und konzentrierten Heilpflanzen-Extrakten.



Vollständig recycelbare Verpackungen und Abgabe für die Aufbereitung recyclerter Abfälle.



«Kalt-desinfektion» für eine einfache und sparsame Anwendung und schnelle Wirkung.



Ausschließlich biologisch abbaubare Produkte.



Eine geprüfte und zertifizierte Produktionsumgebung für gleichbleibende und rückverfolgbare Qualität.



UNSERE VERPFLICHTUNGEN

Der Erfolg von Laboratoire Huckert's International gründet auf anderen Werten als der reinen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Seit seiner Gründung 1957 verfolgt das Familienunternehmen ein **Corporate Social Responsibility - Konzept (CSR)**, das nachhaltig in seine Unternehmensstrategie integriert ist. Konkret schlägt sich dieses in **ausdrücklichen Verpflichtungen hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft** nieder.



VERBINDLICHE VERPFLICHTUNGEN SEIT MEHR ALS 60 JAHREN



Laboratoire Huckert's International produziert hochwirksame Medizinprodukte für die Desinfektion medizinischer Geräte, die der Richtlinie **93/42/EWG** für Medizinprodukte entsprechen.

Weiterhin stellen wir Biozide für den Medizin- und Lebensmittelbereich und für Industrie, Haushalt und Arbeitsumgebungen sowie dermatologisch-kosmetische Produkte her.



Alle unsere Produkte werden gemäß den durch die Zertifizierungen **ISO 9001:2015** und **13485:2016**

Jedes einzelne Produkt erfüllt die 12 evaluierten Prüfpunkte des **Herstellungspflichtenhefts**. Alle unsere Teams setzen sich tagtäglich dafür ein, Ihnen **volle Zufriedenheit** zu garantieren. Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Lösungen von unserem Anliegen überzeugen werden, Ihnen **Qualitätsprodukte anzubieten, die das Wertvollste, was wir haben, besser denn je schützen: das Leben.**



UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT



Nachhaltige Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil des Qualitätsmanagementsystems von Laboratoire Huckert's International. Es ist unser vorrangiges Anliegen, unsere Mitarbeiter an die **Werte des Familienunternehmens zu binden. Qualität, Gesundheit und ethisches Verhalten stehen im Zentrum unserer gesamten Unternehmenstätigkeit.**

Dieses betrifft sowohl die Unschädlichkeit unserer Produkte für den Anwender, den Patienten, das Material und die Umwelt als auch die Reduzierung der Umweltauswirkungen unserer Unternehmenstätigkeit.

Unser Leitmotiv ist die effiziente Begleitung der Unternehmen, die unsere Hochleistungsdesinfektionslösungen anfordern. Unser Anliegen ist eine gleichbleibende Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden.



Um die Umweltrisiken zu minimieren, streben wir stets nach einer **ständigen Verbesserung**, denn nichts bleibt so, wie es ist. Mit den von uns eingeführten **Prüfsystemen analysieren, evaluieren, beurteilen und verbessern wir unsere Umweltauswirkungen** laufend.



ROHSTOFFE UND FORMULIERUNGEN

Wir verbieten es uns, mit CMR-Substanzen (Karzinogene, Mutagene und reproduktionstoxische Stoffe) zu arbeiten. Darüber hinaus legen wir Wert darauf, dass unsere Produkte pH-neutral sind nicht korrosiv wirken. Wir verwenden biologisch abbaubare, nicht bioakkumulierbare Moleküle und bevorzugen Substanzen pflanzlichen Ursprungs. Unser Rohstofflager ist unter der Maßgabe einer teilweisen Einbehaltung unterteilt.



EUROPÄISCHE LIEFERANTEN

Wir bevorzugen die Zusammenarbeit mit europäischen Lieferanten, um die Transportwege und somit den CO₂-Ausstoß zu reduzieren, aber auch um die europäische Wirtschaft zu unterstützen.



VERPACKUNGEN - KANISTER

Wir haben uns entschlossen, Behälter aus hochdichtem Polyethylen (PEHD) zu verwenden, da ihre Umweltauswirkungen bei der Herstellung nur gering sind und sie sich vor allem ohne Aufwand wiederverwerten lassen.



KONTROLLIERTE PRODUKTION

Unsere Produktionsstätte arbeitet nach Vorgaben, die die Umweltauswirkungen unserer Abwässer verringern.



VAL-I-PAC

Als Mitglied des Vereins Val-I-Pac zahlen wir jährlich einen Beitrag für das Sammeln und das Recycling unserer Industrieverpackungen.



ARA-STUDIE

Laboratoire Huckert's hat im Rahmen seines Krisenmanagements (unfallbedingte Freisetzung) eine Expositionsstudie unserer Produkte in einer Abwasserreinigungsanlage finanziert. Ergebnis der ARA-Studie: Keinerlei toxisches Risiko.



VERRINGERUNG DES STROMVERBRAUCHS

Wir haben uns entschieden, die gesamte Beleuchtung mit LED-Lampen auszustatten, die 4 Mal weniger Energie verbrauchen als Glühbirnen. Wir bevorzugen die Kaltproduktion, um die Energieausgaben zu reduzieren.



FUHRPARK

Alle Fahrzeuge unseres Fuhrparks werden streng auf ihren CO₂-Ausstoß geprüft. Wir wählen die Fahrzeuge aus, die sich durch einen möglichst geringen Kohlendioxid-Ausstoß auszeichnen.

DIE INNOVATION IN DER KALTDESINFEKTION

Die Formulierung UMONIUM³⁸ gehört zur Gruppe der Tenside. Sie destabilisiert die Verbindungen zwischen den Wassermolekülen und ermöglicht ein tieferes Eindringen dieser in die Mikrooberflächenunebenheiten und fördert zudem den Aufschluss anderer Moleküle (Lipide, Verschmutzungen...)



Diese besondere Eigenschaft macht sie für den Einsatz in der Hochleistungsreinigung und -desinfektion geeignet.



TAUSCHEN SIE DAS BIOLOGISCHE RISIKO NICHT GEGEN EIN CHEMISCHES RISIKO



Isopropyl-Tridecyl-Dimethyl Ammonium



DESINFEKTION OHNE CMR-STOFFE

Diese Formulierung besteht aus der Verbindung von quaternärem Ammonium in einem kontrollierten Gleichgewichtsverhältnis und zwei speziell für ihre ausgezeichneten Synergieeffekte hinsichtlich des Wirkungsspektrums und der für die Zerstörung der Mikroorganismen notwendigen Kontaktzeit ausgewählten Inhaltsstoffen.

Getrennt voneinander haben die Inhaltsstoffe nur eine geringe oder gar keine desinfizierende Wirkung. Für die Erarbeitung dieser leistungsstarken, schnell wirkenden, stabilen und pH-neutralen Formulierung, die keinerlei chemische Risiken aufweist, wurden 38 Versuche unternommen. Unabhängig durchgeführte Laborversuche haben gezeigt, dass die Verbindung der Bestandteile das Wirkungsspektrum signifikant vergrößert.

Somit ist es jetzt eine Anwendung mit äußerst kurzer Kontaktzeit und sparsamen Konzentrationen möglich. Die Tensid-Eigenschaft der Formulierung ermöglicht die Reinigung und die Beseitigung von Biofilm zugleich.

BAKTERIZID, MYKOBAKTERIZID, FUNGIZID, VIRUZID, SPORIZID



EUROPÄISCHE NORMEN (EN)

MEDIZINPRODUKTE

SITUATIONEN & LABORBEDINGUNGEN	REDUZIERUNG BAKTERIEN	REDUZIERUNG PILZBELASTUNG	REDUZIERUNG VIREN	REDUZIERUNG MYKOBAKTERIEN	DESINFEKTIONSLEISTUNG	
PHASE 1 SAUBERE LÖSUNGEN 	99,999% 5 log EN 1040 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	99,990% 4 log EN 1275 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NICHT ANWENDBAR	NICHT ANWENDBAR	SCHWACHE LEISTUNG ★ Artifizielle Evaluierung	PHASE 1
PHASE 2 Schritt 1 SCHMUTZIGE LÖSUNGEN 	99,999% 5 log EN 13727 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 13624 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	99,990% 4 log EN 14476 <i>Poliovirus 1</i> <i>Adenovirus 5</i> <i>Norovirus</i>	99,990% 4 log EN 14348 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	INTERMEDIÄRLEISTUNG ★★ Beschränkte Validierung	PHASE 2 Schritt 1
PHASE 2 Schritt 2 VERUNREINIGTE UND TROCKENE OBERFLÄCHEN 	99,999% 5 log EN 14561 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i>	99,990% 4 log EN 14562 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NICHT ANWENDBAR	99,990% 4 log EN 14563 <i>M. avium</i> <i>M. terrae</i>	HOHE LEISTUNG ★★★ Validierung unter praktischen Bedingungen UMONIUM ³⁸	PHASE 2 Schritt 2

Die für Medizinprodukte geltenden Störbedingungen sind wesentlich strenger als die für Biozide. Ein Medizinprodukt muss mit einem Medizinprodukt desinfiziert werden.

BIOZIDE

SITUATIONEN & LABORBEDINGUNGEN	REDUZIERUNG BAKTERIEN	REDUZIERUNG PILZBELASTUNG	REDUZIERUNG VIREN	REDUZIERUNG MYKOBAKTERIEN	DESINFEKTIONSLEISTUNG	
PHASE 1 SAUBERE LÖSUNGEN 	99,999% 5 log EN 1040 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i>	99,990% 4 log EN 1275 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NICHT ERFORDERLICH	NICHT ERFORDERLICH	SCHWACHE LEISTUNG ★ Artifizielle Evaluierung	PHASE 1
PHASE 2 Schritt 1 SCHMUTZIGE LÖSUNGEN 	99,999% 5 log EN 1276 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99,990% 4 log EN 1650 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NICHT ERFORDERLICH	NICHT ERFORDERLICH	INTERMEDIÄRLEISTUNG ★★ Beschränkte Validierung	PHASE 2 Schritt 1
PHASE 2 Schritt 2 VERUNREINIGTE UND TROCKENE OBERFLÄCHEN 	99,990% 4 log EN 13697 <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>E. hirae</i> <i>E. coli</i>	99,900% 3 log EN 13697 <i>C. albicans</i> <i>A. niger</i>	NICHT ERFORDERLICH	NICHT ERFORDERLICH	HOHE LEISTUNG ★★★ Validierung unter praktischen Bedingungen UMONIUM ³⁸	PHASE 2 Schritt 2



Medizinprodukt
der Klasse IIb

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12110	Dosierflasche 1 L	12 x 1 L
PF 12112	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
PF 12153	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5%	1 Stück
EMB 0013 - 2,5%	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 2,5%	1 Stück

UMONIUM³⁸ **INSTRUMENTS** wird für die Reinigung und Desinfektion von medizinischen und chirurgischen Instrumenten durch Einweichen empfohlen und entfernt organische Verunreinigungen. Es wird zur Vordesinfektion vor einer hochwirksamen Desinfektion des behandelten Materials eingesetzt. Wirkt sehr schnell in einer der zu beseitigenden Keimbelastung entsprechenden Kontaktzeit. Dieses aus der Feinchemie stammende Produkt weist keinerlei Risiken für den Anwender (keinerlei toxische Dämpfe), das Material (kein Korrosionsrisiko) und die Umwelt (kann in der Spüle entsorgt werden) auf.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.



Medizinprodukt
der Klasse IIa

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12310	Dosierflasche 1 L	12 x 1 L
PF 12312	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
PF 12314	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5%	1 Stück
EMB 0013 - 2,5%	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 2,5%	1 Stück

UMONIUM³⁸ **EQUIPMENTS** ist ein Desinfektionsmittel für nicht invasive Medizinprodukte. Wenig anfällig für Störbedingungen ermöglicht es die minutiöse Reinigung von Blutspuren oder anderen biologischen Substanzen und gewährleistet die leistungsstarke Desinfektion sauberer Geräte, ohne komplizierte Verfahren anwenden zu müssen.

Hochwirksam und absolut zuverlässig zerstört es in einer äußerst kurzen Kontaktzeit (10 Minuten) sämtliche Mikroorganismen. Vielfältig kompatibel, kann ohne Risiko auf allen Materialien angewendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.



Medizinprodukt
der Klasse IIb

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12510	Dosierflasche 1 L	12 x 1 L
PF 12512	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
PF 12515	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5%	1 Stück
EMB 0013 - 2,5%	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 2,5%	1 Stück

UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS**, geruchs- und farbloses Desinfektionsmittel, insbesondere empfohlen für Hochrisikoumgebungen. VOLLSTÄNDIG unbedenklich, kann in der Umgebung von Embryonen angewendet werden (Validation Mouse Embryo Assay).

Für die manuelle Behandlung invasiver und nicht invasiver Instrumente. Perfekt geeignet für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen, IVF-Laboren, Neonatologie-Stationen...

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.
- ✓ MEA Validierung (Mouse Embryo Assay).
- ✓ HSSA Validierung (Human Sperm Survival Assay).



Medizinprodukt
der Klasse IIb

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10320	Dosierflasche 1 L	12 x 1 L
PF 10322	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
PF 10324	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5%	1 Stück

Strahlend saubere Instrumente ohne den Einsatz von Enzymen oder alkalischen Produkten. UMONIUM³⁸ **STERILY** entfernt Verschmutzungen und hinterlässt keinerlei gelb-braune Ablagerungen an den Schenkeln von Zangen, ermöglicht die gründliche Reinigung der Instrumente durch Eintauchen in ein Ultraschallbad und/oder durch manuelles Abbürsten.

Sicheres Eintauchen des Materials in die Lösung, neutrales Produkt, wirkt nicht korrosiv auf Werkstoffe und verhindert das Haften von Blutrückständen durch Gerinnung.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 40006	Inkubator + Verbrauchsmaterial (100 Petrischalen, 100 Etiketten und 1 Heft zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit)	1 Set
PF 40007	Verbrauchsmaterial (100 Petrischalen, 100 Etiketten und 1 Heft zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit)	1 Set
EMB 5040	Inkubator	1 Stück

UMONIUM³⁸ **ICK**, Ihr Kontrolltool zur Überprüfung der Desinfektionsleistung auf verschiedenen behandelten Umgebungen. Dieses Tool ermöglicht Ihnen die Beurteilung des Erfolgs der von Ihnen angewandten Verfahren und misst die Wirksamkeit der von Ihnen verwendeten Produkte.

Um in einem Gebiet die gewünschte Leistung zu erzielen, muss man sie bewerten können. Dieses Set für die Infektionskontrolle gewährleistet Ihnen Genauigkeit und versetzt Sie in die Lage, Ihre Teams korrekt anweisen zu können.



Die 5 L-Kanister werden direkt an die Dosiereinrichtung **ECONOMATIC** angeschlossen. Dieses System ermöglicht eine einfache und äußerst präzise Dosierung. Komplizierte Berechnungen der Konzentration sind nicht notwendig. Es genügt, einfach auf den Knopf zu drücken und die Vorrichtung setzt genau die gewünschte Menge frei.



Halterung aus Edelstahl 5 L

Zum Anschrauben an die Wand, haltbar und einfach zu reinigen. Mit Vorhängeschloss zur Vermeidung von Diebstahl.

DOSING CHECK
= 0,5% 25ml/5l
OR
= 2,5% 25ml/1l

UMONIUM³⁸ MEDICAL SPRAY

Medizinprodukt der Klasse IIb

1000 Sprühstöße = 200m²

FLASH DESINFEKTION
WIRKSAM NACH 30 SEK.

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12209	Sprühflasche 1 L	12 x 1 L
PF 12204	Sprühflasche 500 mL	24 x 500 mL
PF 12203	Sprühflasche 250 mL	24 x 250 mL
EMB 0099	100 Tücher UMONIUM ³⁸ Wipes	12 Stück
EMB 5206	Halterung aus Edelstahl Flasche 1 L	1 Stück

Ohne Aldehyde, Peroxide und Biguanide (CMR) ist UMONIUM³⁸ **MEDICAL SPRAY** die beste Waffe gegen die Kontamination. Wirksam nach 30 Sek. Kontaktzeit. Eine Desinfektion mit breitem Wirkungsspektrum, ideal für Umgebungen, die täglich desinfiziert werden müssen. Die Doppelfunktionspistole versprüht einen Schaum für die Reinigung oder versprüht einen dünnen Strahl für eine gezielte und optimale Desinfektion.

Empfohlen für empfindliche Materialien wie Plexiglas, Silikon, Polyurethan, Gummi...

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.

UMONIUM³⁸ MEDICAL TISSUES

Medizinprodukt der Klasse IIa

1x = 3m²

SPORIZIDE

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10760	Box mit 100 Feuchttüchern (20 x 20 cm)	6 x 100
PF 10774	Behälter mit 95 Feuchttüchern (15 x 15 cm)	6 x 95
EMB 5206	Halterung aus Edelstahl (95 Feuchttüchern)	1 Stück
PF 10761	500 Einzelbeuteln (20 x 20 cm)	500 x 1

UMONIUM³⁸ **MEDICAL TISSUES** sind die ersten Reinigungs- und Desinfektionstücher mit sporizider Wirkung. Sie töten Keime schon ab 5 Sekunden Kontaktzeit ab. Sie eignen sich zur Reinigung und Desinfektion empfindlicher Materialien, zum Beispiel von Glasfaser, Polycarbonat, Latex, Vaginalsonden, Endoskopen, Instrumenten externer Einsatzeinheiten, usw. Jedes einzelne der ultra-strapazierfähigen Feuchttücher reicht für die Desinfektion einer Fläche von 3 m² aus.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Die bakterizide, fungizide und sporizide (*Clostridium difficile*) Wirkung des getränkten Reinigungstuchs entspricht den Normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.

UMONIUM³⁸ LABOCID

Medizinprodukt der Klasse IIb

SPENDERHAHN

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10520	25 L-Kanister	1 x 25 Liter

Gebrauchsfertige zur Bestückung sämtlicher begrenzter Räume und kontrollierter Umgebungen mit einer eigenen Desinfektionsvorrichtung. Labortische, BSL 1-4, Laminar Flow... UMONIUM³⁸ **LABOCID** ist gebrauchsfertig und für das Einweichen von Instrumenten und das Abwischen von Flächen geeignet. Es vernichtet resistente Pathogene, entfernt Biofilm und desinfiziert medizinische Geräte, ohne VOC oder feine Schwebepartikel freizusetzen. Dieser Desinfektionssponder ist für alle Handhabungen mit biologischem Risiko geeignet.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS SPRAY

Medizinprodukt der Klasse IIb

FLASH DESINFEKTION
WIRKSAM NACH 30 SEK.

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12608	Sprühflasche 500 mL	24 x 500 mL
PF 12609	Sprühflasche 250 mL	24 x 250 mL
EMB 0099	100 Tücher UMONIUM ³⁸ Wipes	12 Stück

UMONIUM³⁸ NEUTRALIS TISSUES

Medizinprodukt der Klasse IIa

1x = 3m²

SPORIZIDE

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10769	Behälter mit 100 Feuchttüchern (20 x 20 cm)	6 x 100

UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS SPRAY** wurde speziell für sensible Umgebungen entwickelt. Wirksam nach 30 Sek. Kontaktzeit. Die MEA-Validierung (Mousse Embryon Assay) garantiert seine vollständige Unbedenklichkeit selbst in der Umgebung von Embryonen. Es ist ein absolut zuverlässiges Desinfektionsmittel für Umgebungen mit höchsten Ansprüchen.

Empfohlen für Inkubatoren in der Neonatologie, IVF-Labore, Forschungslabore und begrenzte Umgebungen der Klasse P3 und P4...

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.
- ✓ MEA Validierung (Mouse Embryo Assay).
- ✓ HSSA Validierung (Human Sperm Survival Assay).

UMONIUM³⁸ **NEUTRALIS TISSUES** sind die ersten Reinigungs- und Desinfektionstücher, die sogar in embryonaler Umgebung absolut unschädlich sind. Sie töten Keime schon nach 5 Sekunden ab. Speziell entwickelt für Hochrisiko-Umgebungen (Reanimation, Neonatologie, Geburtshilfe, IVF-Labor, usw.). Sie eignen sich zur Reinigung und Desinfektion empfindlicher Materialien, wie etwa von Glasfasern, Polycarbonat, Latex, Plexiglas, usw. In der Box trocknen die Tücher nicht aus.

ZERTIFIZIERUNGEN:


- ✓ Die bakterizide, fungizide und sporizide (*Clostridium difficile*) Wirkung des getränkten Reinigungstuchs entspricht den Normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ Entspricht der Medizinprodukterichtlinie **93/42/EWG**.
- ✓ Garantierte Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015** und **ISO 13485:2016**.
- ✓ MEA Validierung (Mouse Embryo Assay).
- ✓ HSSA Validierung (Human Sperm Survival Assay).

UMONIUM³⁸ INFECTION CONTROL KIT

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 40006	Inkubator + Verbrauchsmaterial (100 Petrischalen, 100 Etiketten und 1 Heft zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit)	1 Set
PF 40007	Verbrauchsmaterial (100 Petrischalen, 100 Etiketten und 1 Heft zur Kontrolle der Rückverfolgbarkeit)	1 Set
EMB 5040	Inkubator	1 Stück

UMONIUM³⁸ **ICK**, Ihr Kontrolltool zur Überprüfung der Desinfektionsleistung auf verschiedenen behandelten Umgebungen. Dieses Tool ermöglicht Ihnen die Beurteilung des Erfolgs der von Ihnen angewandten Verfahren und misst die Wirksamkeit der von Ihnen verwendeten Produkte.

Um in einem Gebiet die gewünschte Leistung zu erzielen, muss man sie bewerten können. Dieses Set für die Infektionskontrolle gewährleistet Ihnen Genauigkeit und versetzt Sie in die Lage, Ihre Teams korrekt anweisen zu können.





ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10110	Dosierflasche 1 L	12 x 1 L
PF 10112	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
PF 10118	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL
PF 10120	25 L-Kanister	1 x 25 Liter
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5%	1 Stück
EMB 0013 - 2,5%	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 2,5%	1 Stück

UMONIUM³⁸ **MASTER** vereint verschiedene Funktionen und ist ein entfettendes, desinfizierendes und zugleich geruchsneutralisierendes Reinigungsmittel für Sanitäreinrichtungen, Möbel, hoch und tief gelegene Flächen, Reinnräume, ...

Es kann auch zur Desinfektion von Stoff und persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) verwendet werden – entweder durch Einweichen in einer verdünnten Lösung oder die direkte Zugabe in die Waschmaschine anstelle eines Weichspülers.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.
- ✓ Validierung AMS 1453.



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10134	Sprühflasche 250 mL	24 x 250 mL
PF 10130	Sprühflasche 1 Liter	12 x 1 L
EMB 5206	Halterung aus Edelstahl Flasche 1L	1 Stück
PF 10131	Aerosol zu 500 mL	8 x 500 mL
EMB 0099	100 Tücher UMONIUM ³⁸ Wipes	12 Stück

Ultra-schnelles Gesamtspektrums-Desinfektionsmittel. UMONIUM³⁸ **MASTER SPRAY** & **MASTERJET** tötet mit einem einzigen Aufsprühen sämtliche Keime auf der behandelten Fläche ab. Garantierte Leistung, vor allem dort, wo viele Desinfektionsmittel machtlos sind. Das Produkt ist als „Ungiftig“ eingestuft, eliminiert aber problemlos organische Rückstände, wie Spuren von Blut, Urin, Fäkalien. Die nutzerfreundliche und ergonomische Doppelfunktionspistole versprüht einen ideal für die Reinigung geeigneten Schaum oder versprüht einen dünnen Strahl für eine optimale Desinfektion. UMONIUM³⁸ **MASTERJET** ist ideal für die Behandlung von Trägern, die nicht in Flüssigkeit eingetaucht werden dürfen. Empfohlen für empfindliche Materialien wie Plexiglas, Silikon, Polyurethan, Gummi...

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.
- ✓ Validierung AMS 1453.



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10750	Behälter mit 100 Feuchttüchern (20 x 20 cm)	6 x 100

UMONIUM³⁸ **MASTER TISSUES** ist ein hochstrapazierfähiges Feuchtreinigungstuch mit einem breiten Wirkungsspektrum für die Reinigung und biozide Desinfektion von Trägern und Flächen.

Nach 5 Sekunden wirksam garantiert es die effiziente tägliche Behandlung von Zimmern, Gemeinschaftsräumen und Zubehör...

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Die bakterizide, fungizide und sporizide (*Clostridium difficile*) Wirkung des getränkten Reinigungstuchs entspricht den Normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ Die bakterizide, fungizide, levurizide, mykobakterizide und viruzide Aktivität der Imprägnierlösung ist nach den Normen EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 und EN 14476 validiert
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON	ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG
PF 12505	Dosierflasche 1 L	12 x 1 L	PF 12507	25 L-Kanister
PF 12506	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L	PF 12508	200 L-Fass
PF 12504	Dosierflasche 125 mL	24 x 125 mL	PF 12509	IBC 1000 L
EMB 0013	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 0,5%	1 Stück		
EMB 0013 - 2,5%	Pumpe ECONOMATIC komplettes Set - Dosierung 2,5%	1 Stück		



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 12520	Sprühflasche 500 mL	24 x 500 mL
PF 12521	Sprühflasche 250 mL	24 x 250 mL
EMB 0099	100 Tücher UMONIUM ³⁸ Wipes	12 Stück

UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD** ist eine neue pH-neutrale, geruchs- und farblose Lösung, die nach dem Abspülen keinerlei Rückstände hinterlässt. Die für Flächen mit Kontakt mit Lebensmitteln entwickelte Lösung ist für die Reinigung und Desinfektion von Großküchen (Spülmaschinen mit Förderbandtransport, Arbeitsplatten...) in der Lebensmittelindustrie und für die Behandlung von Produktionsstätten (Trennwände in industriellen Kälteanlagen, Mischbehälter, Schneidische, Förderbänder mit direktem Lebensmittelkontakt, Getränkeabfüllmaschinen...) geeignet. Insbesondere zur Beseitigung von *Listeria monocytogenes* und *Salmonella typhimurium* empfohlen.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.
- ✓ Entspricht dem HACCP-Verfahren.

UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD SPRAY** ist ein Vollreinigungs- und Desinfektionsmittel der Klasse HACCP. Frei von CMR-Bestandteilen, keinerlei Risiko für den Anwender und die Umwelt. Keine Freisetzung von VOC, keinerlei toxisches Risiko. Entfettet und entfernt in kürzester Zeit organische Rückstände. Einfach und sparsam anzuwenden, für die einfache tägliche Reinigung und Desinfektion von Gemeinschaftsräumen und Großküchen, pH-neutral, keine Schädigung der Trägermaterialien. Geeignet für die tägliche Anwendung auf Flächen und Zubehör, die den kritischen Kontrollpunkten des HACCP-Verfahrens unterliegen.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.
- ✓ Entspricht dem HACCP-Verfahren.




ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 10772	Behälter mit 100 Feuchttüchern (20 x 20 cm)	6 x 100

UMONIUM³⁸ **MASTER FOOD TISSUES** ab 5 Sekunden aktiv. Ultra-beständige, hochleistungsfähige, nicht gewebte Wischtücher. Hoch imprägniert, kann mit einem Wischtuch eine Fläche von über 3 m² behandelt werden. Garantiert für die tägliche Behandlung von Umgebungen mit Lebensmittelkontakt, Küchen, Cafeterien, Kinderspielzimmer, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelverarbeitung, ... Ohne das geringste toxische Risiko für den Betreiber und den Verbraucher.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Die bakterizide, fungizide und sporizide (*Clostridium difficile*) Wirkung des getränkten Reinigungstuchs entspricht den Normen ASTM 2967-15, EN 16615
- ✓ Die bakterizide, fungizide, levurizide, mykobakterizide und viruzide Aktivität der Imprägnierlösung ist nach den Normen EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563 und EN 14476 validiert
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.
- ✓ Entspricht dem HACCP-Verfahren.



UMONIUM³⁸
air control



ZUR BESEITIGUNG UNANGENEHMER GERÜCHE



Max. 1x /20m³



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON	ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 11003	Einzelprühflasche 100 mL	12 Stück	PF 40004	Thekenaufsteller 12 x 10 mL + 1 Tester	4 Stück
EMB 5207	Wandhalterung 100 mL mit Diebstahlschutz	1 Halterung	PF 11006	Spray 250 mL für Diffusor	12 Stück
PF 11000	Einzelprühflasche 10 mL	36 Stück	EMB 0432	Elektrischer Diffusor für Spraydose 250 mL	1 Gerät

AUF der Basis von ätherischen Ölen aus den Blüten, Blättern und der Rinde ausgewählter Bäume bekämpft UMONIUM³⁸ air control üble Gerüche radikal. Jede 100 mL-Flasche enthält das Äquivalent von mindestens 20 Kg getrockneten Pflanzen und reicht für mehr als 900 Sprühstöße. UMONIUM³⁸ air control reinigt die Luft und beseitigt Gerüche mit ausgezeichneter Wirksamkeit. Es reduziert zudem das Risiko luftübertragener Kontamination.

Eine Ausführung für automatische Diffusoren ist unter dem Namen UMONIUM³⁸ AIR CONTROL MATIC erhältlich. Dank der Zeitschaltuhr schaltet sich das Gerät in vorgegebenen Zeitintervallen ein. Es ist sowohl für kleine, mittlere und große Räume ideal geeignet. Insbesondere empfohlen für den Einsatz in der pathologischen Anatomie, Geriatrie, Onkologie, Viszeralchirurgie...

HAUTHYGIENE



Die Übertragung von Mikroorganismen erfolgt hauptsächlich über die Hände. **80% der Erregerübertragungen im Rahmen der medizinischen Behandlung und Pflege erfolgen über die Hände.** Demzufolge gilt die Händehygiene heute als eine der Säulen im Kampf gegen die im Rahmen der medizinischen Behandlung und Pflege auftretenden Infektionen.

Der häufige Gebrauch von hydroalkoholischen Seifen und Lösungen führt jedoch zu einer Austrocknung der Haut und kann zu dermatologischen Erkrankungen führen: Dermatitis, Allergien, Ekzeme...

Die eine **Mischung aus 3 ätherischen Ölen** enthaltende Reihe PHYTOGEL By HUCKERT'S® bietet einwandfreie Hygiene und schützt dabei die Haut.

“ Eine Hautpflege auf der Basis von Heilpflanzen ”

1 LITER PHYTOGEL By HUCKERT'S® = 2,5 KG PFLANZEN



EUKALYPTUS
Antimikrobiell
und erfrischend



KAMILLE
Antientzündlich und
wundheilend



THYMIAN
Antimikrobiell

EINWANDFREIE HYGIENE

Die ätherischen Öle aus Thymian und Eukalyptus sind für ihre antimikrobielle Wirkung bekannt. Die Mischung aus beiden Ölen bietet ein noch breiteres Wirkungsspektrum.

HAUTSCHUTZ

Die antientzündlichen, beruhigenden und wundheilenden Eigenschaften der Kamille lindern die Beschwerden strapazierter Haut und erhalten zugleich ihre Gesundheit.

DIE KRAFT DER HEILPFLANZEN



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
excellence in dermo protection





“Bakterizide, fungizide und viruzide Desinfektion über 3 Stunden”

Hydroalkoholisches Gel BIOZID PT1
Pflanzliche Formulierung




ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 20422	Flasche 500 mL	12 x 500 mL
PF 20403	Taschenflasche 100 mL	28 x 100 mL
PF 40001	Thekenaufsteller 9 x 100 mL	4 Stück
EMB 5205	Halterung aus Edelstahl für 500 mL	1 Stück

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
EMB 1253	Automatischer Wandspender	1 Stück
EMB 1252	Manueller Wandspender	1 Stück
PF 20421	Nachfüllung 1L für manuellen und automatischen Spender	11 x 1 L
EMB 0016	Petrischale	20 Stück

Die wiederholte Anwendung von hydroalkoholischen Lösungen führt zu einer in die Tiefe reichenden Austrocknung der Hornschicht. Die Haut verliert ihre Elastizität und die geringste Zugbelastung kann zu Rissen in der Epidermis führen. Dank der natürlichen ätherischen Öle aus Thymian, Kamille und Eukalyptus beugt **PHYTOGEL By HUCKERT'S® sanitizer** sämtlichen schmerzhaften Nebenwirkungen vor und schützt dabei die Epidermis vor dem Austrocknen. Unsere Lösung garantiert Ihnen eine kontrollierte Einreibzeit und eine einzigartige Hautpflege. **PHYTOGEL By HUCKERT'S® sanitizer** bietet die hygienische und chirurgische Desinfektion, die 3 Stunden anhält und eine viruzide Desinfektion. Ihr bester Verbündeter im Kampf gegen handübertragene Infektionen.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Europäische Normen: EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
- ✓ Entspricht der Verordnung **528/2012** über Biozidprodukte.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.



“Pflege zur Vorbeugung schwerwiegender Hautreizungen”

Flüssigseife für Körper und Haare



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 20606	Flasche 500 mL, lose, ohne Karton	12 x 500 mL
PF 20608	Flasche 500 mL mit Karton	12 x 500 mL
PF 20603	Taschenflasche 125 mL	32 x 125 mL
PF 40003	Thekenaufsteller 12 x 125 mL	4 Stück

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
EMB 5205	Halterung aus Edelstahl für 500 mL	1 Stück
EMB 1253	Automatischer Wandspender	1 Stück
EMB 1252	Manueller Wandspender	1 Stück
PF 20621	Nachfüllung 1L für manuellen und automatischen Spender	11 x 1 L

PHYTOGEL By HUCKERT'S® body Körper- und Haarflüssigseife ist reich an pflanzlichen Extrakten und reinigt die empfindlichsten Partien der Epidermis und kann außerdem für die Haarwäsche verwendet werden. Nährend, beruhigend und erfrischend, bekämpft die Austrocknung der Haut. Es wird insbesondere für seine intensiv feuchtigkeitsspendende Wirkung geschätzt. Besonders empfohlen für die hochempfindliche Haut von Säuglingen, beugt allen Formen der Hautabschuppung vor.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Dermatologisch getestet.
- ✓ Entspricht der Verordnung **1223/2009**.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.



“Regeneriert die stark angegriffene Haut”

Dermatologische Seife



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 20106	Flasche 500 mL, lose, ohne Karton	12 x 500 mL
PF 20108	Flasche 500 mL mit Karton	12 x 500 mL
PF 20121	Taschenflasche 125 mL	32 x 125 mL
PF 40002	Thekenaufsteller 12 x 125 mL	4 Stück
EMB 5205	Halterung aus Edelstahl für 500 mL	1 Stück

ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 20112	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
EMB 5101	Halterung aus Edelstahl für 5 L	1 Stück
EMB 1253	Automatischer Wandspender	1 Stück
EMB 1252	Manueller Wandspender	1 Stück
PF 20109	Nachfüllung 1L für manuellen und automatischen Spender	11 x 1 L

Die hochwirksame Dekontaminationsflüssigseife **PHYTOGEL By HUCKERT'S® nature** ermöglicht die effiziente Vorbereitung der Hautdesinfektion, ohne zu reizen oder auszutrocknen. Sie schäumt wenig und lässt sich ganz einfach abspülen. Sanft und frisch ist sie eine angenehme Alternative für Problemhaut. Sie unterstützt die Hautgesundheit und die Regeneration angegriffener Haut (Abschuppung, Verbrennungen, dermatologische Beschwerden, Schunden, Risse...). Dank ihrer Zusammensetzung aus Heilpflanzen beruhigt, nährt und regeneriert sie die Haut Tag für Tag.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Dermatologisch getestet.
- ✓ Entspricht der Verordnung **1223/2009**.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.



“Ausgezeichnete Waschkraft”

Peeling-Flüssigseife für den beruflichen Gebrauch



ARTIKEL Nr.	BEZEICHNUNG	KARTON
PF 20204	Flasche 200 mL	40 x 200 mL
PF 20212	5 L-Kanister mit Pumpe	4 x 5 L
EMB 5101	Halterung aus Edelstahl für 5 L	1 Stück
EMB 1253	Automatischer Wandspender	1 Stück
EMB 1252	Manueller Wandspender	1 Stück
PF 20219	Nachfüllung 1L für manuellen und automatischen Spender	11 x 1 L

PHYTOGEL By HUCKERT'S® microbrush ist reich an ätherischen natürlichen Ölen und entfettet mit natürlichen Mikropellets, scheuert nicht, wäscht die Haut sanft und entfernt Unreinheiten gründlich aus den Hautfalten. Es wurde speziell für die Reinigung kleinerer Wunden entwickelt, unterstützt die Wundheilung und schützt die Haut vor Austrocknung. Bereits nach fünfjähriger Anwendung verwandelt sich verhornte Haut in gesunde Haut. Natürlich, reich an pflanzlichen Extrakten und frei von Konservierungsmitteln. Führt zu keinerlei Verstopfungen der Leitungen, sorgt für einen stets sauberen und hygienischen Waschplatz und dank der eingestellten Pumpvorrichtung für einen sparsamen Gebrauch. Insbesondere empfohlen für die Implantologie, Prothetik und Industrie.

ZERTIFIZIERUNGEN:

- ✓ Dermatologisch getestet.
- ✓ Entspricht der Verordnung **1223/2009**.
- ✓ Qualität und Rückverfolgbarkeit gemäß **ISO 9001:2015**.



UMONIUM³⁸
master in disinfection



PHYTOGEL[®]
By HUCKERT'S
excellence in dermo protection



ZUFRIEDEN ODER GELD ZURÜCK

Für die Produkte von Laboratoire Huckert's International gilt eine **Geld-zurück-Garantie**.
Nur ein gewissenhafter und von seinen Produkten überzeugter Hersteller kann Ihnen diese Garantie bieten.



BELGIEN

20 Avenue Lavoisier
1300 Wavre
Tel.: +32 (0)67 89 41 00

GD LUXEMBURG

19 Rue de l'Industrie
8069 Bertrange
Tel.: +352 26 39 42 60

FRANKREICH

38 Avenue du Centre
78230 Le Pecq-sur-Seine
Tel.: +33 (0)1 3976 1505

ITALIEN

20 Via Giulio Natta
05100 Terni
Tel.: +39 0744 80 03 87

SINGAPORE

#01-01, 100 Eunos Avenue 7
Singapore 409572
Tel.: +65 983 45 333

www.huckerts.net - info@huckerts.net

