

JABÓN  
DERMATOLÓGICO



# PHYTOGEL®

By HUCKERT'S

nature

“ Una fórmula que respeta su piel ”

INGREDIENTES  
95,1%  
DE ORIGEN NATURAL\*



## JABÓN DERMATOLÓGICO PARA MANOS SECAS Y MUY SECAS

El uso continuo de jabón provoca muchas agresiones cutáneas (descamación, quemaduras, enrojecimientos, piel con erupciones, etc.). El PHYTOGEL By HUCKERT'S® nature ofrece una verdadera saponificación y también tiene un alto contenido en aceites esenciales de eucalipto, tomillo y camomila. Su perfume es natural, respeta la barrera cutánea y protege las pieles más secas. PHYTOGEL By HUCKERT'S® nature: su aliado diario contra las agresiones cutáneas.



\* Según ISO 16128

laboratoire  
**HUCKERT'S**  
INTERNATIONAL  
mastered disinfection



1 botella de 400 ml =  
167 dosis



### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Preparación para la desinfección preoperatoria
- Lavado frecuente
- Lavado de pieles secas a muy secas
- Biorresistente
- Especialmente recomendado para limitar la aparición de grietas

### DATOS TÉCNICOS

- Gel espeso, de color dorado translúcido
- Olor característico de plantas
- Fórmula muy concentrada
- Perfume natural (aceites esenciales)
- Probado dermatológicamente

### COMPOSICIÓN

AQUA, GLYCERIN, OLEIC ACID, AMINOMETHYL PROPANOL, COCONUT ACID, PPG-5-LAURETH-5, COCOAMIDOPROPYL BETAINE, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, THYME FLOWER/LEAF OIL, HYDROLYSED SOY PROTEIN, PEG-8 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, CAPRYLYL/CAPRYC ACID, SODIUM CHLORIDE, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER OIL, 2-AMINOBTANOL, SODIUM BENZOATE, BENZOIC ACID, SORBIC ACID, LIMONENE\*\*, LINALOOL\*\*

### ESTÁNDARES NORMATIVOS

- Calidad y trazabilidad garantizadas por las normas ISO 9001:2015 y EN ISO 13485:2016

## FORMA DE UTILIZACIÓN

### LAVADO DE MANOS



Aplicar en  
seco



Masajear durante  
**15 a 30 segundos**



Aclarar

### CUIDADO DE MANOS SECAS



Aplicar en seco



Masajear durante  
**15 a 30 segundos**



Dejar actuar  
durante  
**1 a 2 min**



Aclarar



N.º DE REF.	DENOMINACIÓN	CAJA
PF 20112	Bidón de 5 L con bomba	4 x 5L
EMB 5101	Soporte inoxidable para 5 l	1 unidad
PF 20809	Botella de 400 ml	15 x 400 ml
EMB 6100	Soporte inoxidable para 400 ml	1 unidad
PF 20811	Botella de bolsillo 100 ml	28 x 100 ml
EMB 1253	Distribuidor de pared automático	1 unidad
EMB 1252	Distribuidor de pared manual	1 unidad
PF 20109	Recarga 1 l distribuidor manual y automático	11 x 1 l

\* Según ISO 16128

\*\* Naturalmente presente en los extractos vegetales

FP00074 ES - Ed. 3.4 - 01/2023 - Las fotografías de los productos no son contractuales.